検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させて頂くことに なりましたのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬白

記

《検査項目》

〔3186〕 尿中 VMA(バニリルマンデル酸)

〔4080〕 尿中 VMA(バニリルマンデル酸) Cre 補正

〔3188〕 尿中 HVA(ホモバニリン酸)

〔4081〕 尿中 HVA(ホモバニリン酸)Cre 補正

〔2873〕 尿中メタネフリン 2 分画

〔4484〕 尿中メタネフリン 2 分画 Cre 補正

《変 更 日》 平成29年3月31日(金) 受付分より

《変更内容》 詳細は裏面をご参照ください。



《変更内容》

文文(*)				
検査 コード	項目名称	変更内容	変更後	変更前
3186	VMA 定量(尿)	検査方法	LC-MS/MS 法	HPLC 法
		報告形態	VMA 1 日量 VMA 濃度	VMA 1 日量
4080	VMA 定量(尿)Cre 補正	検査方法	LC-MS/MS 法	HPLC 法
		報告形態	VMA Cre 補正値 VMA 濃度 クレアチニン値	VMA Cre 補正値
3188	HVA 定量(尿)	検査方法	LC-MS/MS 法	HPLC 法
		検体量	1mL	3mL
		基準値	1.6~5.5mg/day	2.40~6.00mg/day
		報告形態	HVA 1 日量 HVA 濃度	HVA 1 日量
		報告桁数	小数 1 位	小数 2 位
4081	HVA 定量(尿)Cre 補正	検査方法	LC-MS/MS 法	HPLC 法
		報告形態	HVA Cre 補正値 HVA 濃度 クレアチニン値	HVA Cre 補正値
2873	メタネフリン 2 分画	検体量	2mL	5mL
		検査方法	LC-MS/MS 法	HPLC 法
		所要日数	5~6 日	6~12 日
4484	メタネフリン 2 分画 Cre 補正	検体量	2mL	5mL
		検査方法	LC-MS/MS 法	HPLC 法
		所要日数	5~6 日	6~12 日