検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、別掲の検査項目におきまして、検査内容を変更させて頂くことに なりましたのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬白

記

《検査項目》 〔3072〕 P I V K A - Ⅱ 定量

〔3225〕 抗核抗体半定量(蛍光抗体法)

〔2783〕 不規則性抗体

(2505) シクロスポリン

〔4137〕 タクロリムス

《変 更 日》 平成28年3月26日(土)受付分より

《変更内容》 詳細は裏面をご参照ください。



《変更内容》

検査	文/3口// 	本百年記	亦再必	亦再並
コード	項目名称	変更箇所	変更後 	変更前
3072	PIVKA-Ⅱ定量	検査方法	CLIA法	ECLIA法
		報告下限値	6 mAU/mL 未満	10 mAU/mL 未満
		報告上限値	最終値	75000 mAU/mL 以上
3225	抗核抗体半定量(蛍光抗体法)	基準値	40 倍未満	80 倍未満
		報告上限値	10240 倍以上	最終値
		報告形式(染色型)	HOMOGENEOUS型	HOMOGENEOUS型
			SPECKLED型	SPECKLED型
			NUCLEOLAR型	NUCLEOLAR型
			CENTROMERE型	CENTROMERE型
			PERIPHERAL型	PERIPHERAL型
			核膜型	核膜型
			PCNA型	PCNA型
			PCNA様型	PCNA様型
			GRANULAR型	設定なし
			細胞質型 (定性報告)	細胞質型(定性報告)
				紡錘体型(定性報告)
				ゴルジ体型(定性報告)
2783	不規則性抗体	報告書名称	不規則抗体	不規則性抗体
2505	シクロスポリン	容器変更※	全血凍結検体専用容器	EDTA-2Na入り容器(19)
4137	タクロリムス	容器変更※	全血凍結検体専用容器	EDTA-2Na入り容器(19)

※容器は順次変更とさせていただきます。

