

血清亜鉛 採取容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記項目におきまして、一部の真空採血管に亜鉛を含むゴム栓が使用されているため、金属用容器（A-3）での提出をお願いしておりました。しかしながら、当社の（A）容器を用いた場合でも測定値に影響がないことが確認されましたので、採取容器を変更させていただきます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしく願いいたします。


敬白

記

《検査項目》 [02630] 血清亜鉛


《変更日》 2026年 6月 1日（月）受付分より

《変更内容》 採取容器（A-3）の変更



当社指定の容器で採取してください。指定容器以外で採取した場合、測定値が上昇する場合があります。

《《相関図》》



$$y=1.009x+1.239$$
$$r=0.990$$
$$n=80$$