

## 検査試薬変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目を体外診断用医薬品として新たに承認された測定試薬に変更させて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬 白

記

《 検 査 項 目 》 〔3074〕 遊離テストステロン

《受託開始日》 平成 28 年 2 月 22 日（月）受付分より

《 変 更 内 容 》

検査コード	検査項目	検体量 mL	検査方法	所要日数	報告値 下限	報告値 上限	基準値
3074	遊離テストステロン	血清 0.3	RIA 法 (チューブ固相法)	3~6	0.2pg/mL 未満	100pg/mL 以上	下記参照

※日内変動を考慮するため、午前中に採血してください。

### 【基準値】


(単位 : pg/mL)

年齢 (歳)	男性	女性
20~29	7.6~23.8	0.4~2.3
30~39	6.5~17.7	0.6~2.5
40~49	4.7~21.6	0.3~1.8
50~59	4.6~19.6	0.8~1.7 (50歳以上)
60~69	5.3~11.5	
70歳以上	4.6~16.9	




# 《相 関 図》

[全体]



[低値域]



(社内検討データ)

新法：RIA [セティ・メディカルラボ]  
旧法：RIA [LSIメディエンス]