

2025年4月

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬白

記

《検査項目》 [02923] 尿中FDP定量

《変更日》 2025年 4月 30日 (水) 受付分より

《変更内容》


| 検査コード | 検査項目    | 変更内容 | 変更後   | 変更前     |
|-------|---------|------|---|---------|
| 02923 | 尿中FDP定量 | 検体量  | 尿(遠心後上清) 0.5mL  | 尿 1.0mL |
|       |         | 保存条件 | 凍結  | 冷蔵      |
|       |         | 採取容器 | E3(次頁参照) → W  | E3      |
|       |         | 所要日数 | 3~7   | 3~5     |
|       |         | 検査方法 | LPIA法   | LA法     |
|       |         | 基準値  | 100以下   | 0.1以下   |
|       |         | 単位   | ng/mL   | μg/mL   |
|       |         | 備考   | 新鮮尿2.0mLを専用容器(E3)に注入し、よく混和後、3000rpm 5~10分間遠心分離してください。遠心後の上清0.5mLを提出容器(W)に分注し、ご提出下さい。上清は必ず凍結保存して下さい。 | 蓄尿不可    |

※ 裏面へ続く。



# 《容器変更》 E 3

変更後



変更前

